



E-MOTION[®]
duo drive

WSPOMAGANIE WÓZKÓW INWALIDZKICH
Z FUNKCJĄ STAŁEGO NAPĘDU

**MOC
W TWOICH
RĘKACH**



NOWY

E-MOTION DUODRIVE – PEŁEN LUZ PRZEZ CAŁY DZIEŃ



ŁATWIEJSZE PORUSZANIE SIĘ

Koncepcja wspomagania i napędu e-motion DuoDrive jest genialnie prosta: **koła napędowe** DuoDrive można połączyć z niemal każdym standardowym wózkiem inwalidzkim za pomocą dwóch adapterów. Podczas poruszania się czujniki wbudowane w ciągi kół mierzą siłę Twoich ruchów i zapewniają odpowiednią moc wspomagania. Dzięki temu możesz poruszać się, manewrować czy hamować wózkiem przy minimalnym wysiłku.

Dzięki wspomaganiu chronisz swoje mięśnie i stawy, a także zawsze docierasz do celu bezpiecznie i zrelaksowany. E-motion DuoDrive oferuje **dwa poziomy wspomaganie**: do użytku wewnątrz i na zewnątrz, zaś jego reakcje i działanie podczas jazdy można indywidualnie dostosować.

Przy wadze **zaledwie 7,8 kg** na każde koło napędowe, e-motion DuoDrive jest jednym z najlżejszych aktywnych napędów do wózków dostępnych na rynku.

E-motion DuoDrive pasuje do każdego standardowego wózka inwalidzkiego: wystarczy wymienić koła. Klasycznych kół można nadal używać w razie potrzeby

Wysoce wydajne silniki elektryczne i akumulatory litowo-jonowe zintegrowane z piastami kół zapewniają wystarczającą moc i zasięg



DWA RÓŻNE TRYBY JAZDY – TWÓJ WYBÓR

WSZYSTKO POD KONTROLĄ

Dzięki e-motion DuoDrive w trybie stałego napędu masz możliwość pokonywania dłuższych dystansów bez konieczności poruszania ciągami kół. Wystarczy, że sterujesz jazdą za pomocą pilota, a e-motion zrobi resztę. Oznacza to, że masz do dyspozycji dwa rodzaje napędu (wspomaganie i stały napęd), między którymi możesz przełączać się w dowolnym momencie, w zależności od Twoich potrzeb. Jest to proste i łatwe dzięki bezprzewodowemu pilotowi sterującemu DuoDrive.

Tryb stałego napędu jest szczególnie przydatny, gdy:

- brakuje Ci energii i jesteś już **zmęczony** – e-motion DuoDrive zawsze bezpiecznie odprowadzi Cię z powrotem do domu;
- musisz **pokonać wzniesienie** – e-motion DuoDrive poradzi sobie z niemal każdym podjazdem, dzięki czemu dotrzesz do celu zrelaksowany;
- czujesz się niepewnie, **zjeżdżając z góry** i potrzebujesz asystenta hamowania, który utrzyma ustawioną prędkość.

NACISKAJ I OBRACAJ POKRĘTŁEM – JAZDA JEST DZIECINNIE PROSTA

Obrót pokrętle:
zwiększanie lub
zmniejszanie
prędkości
stałego
napędu

Wskaźnik poziomu
naładowania baterii
w kołach napędowych

1-krotne naciśnięcie:
włączenie lub
wyłączenie trybu
stałego napędu

2-krotne naciśnięcie,
gdy wózek jest
zatrzymany:
zmiana poziomu
wspomagania

Bluetooth™

Wbudowana bateria
litowa: działa do 12 godz.



Jedno kliknięcie na pilocie sterującym wystarczy, aby przełączyć się w tryb stałego napędu.



W trybie stałego napędu masz jedną rękę wolną. To idealne rozwiązanie na zakupach lub w podróży.

DANE TECHNICZNE

Waga jednego koła	7,8 kg
Waga pilota	0,25 kg
Prędkość wspomagania	Maks. 6 km/h
Zasięg	Do 25 km, w trybie stałego napędu do 15 km
Moc/moment obrotowy	80 W / 40 Nm na jedno koło
Maksymalna waga użytkownika	150 kg
Całkowita waga maksymalna	190 kg
Maksymalne nachylenie podjazdu	W zależności od używanego wózka, w trybie stałego napędu do 5.7° (10%)
Dostępne rozmiary kół	22", 24", 25"
Dostępne akcesoria	Pakiet Mobility Plus, pilot zdalnego sterowania ECS, opony Schwalbe Marathon Plus, pełne opony odporne na przebicia 1" lub 1 3/8", ciągi powlekane lub ergonomiczne Curve L i Quadro, osłony szprych ze wzorem lub bez. Dostępne są również inne akcesoria – zapytaj przedstawiciela.



APCO Sp. z o.o., ul. Minerska 29, 04-506 Warszawa
tel. 22 671 40 25, 22 671 25 37
biuro@apco.com.pl, www.apco.com.pl