

Materac

ROHO® Prodigy®



Zastosowanie:

-  dla osób całkowicie lub częściowo unieruchomionych
-  dla osób wymagających zwiększonej ochrony i profilaktyki przeciwoleżynowej
-  dla osób z odleżynami tułowia i okolic miednicy (do II stopnia włącznie), zaburzeniami natlenienia lub odżywienia tkanek

Właściwości i korzyści:

Technologia AIR FLOATATION® w materacu ROHO® PRODIGY® pozwala na bardzo dobre dopasowanie powierzchni materaca do kształtu ciała użytkownika. Minimalizuje nadmierny nacisk w punktach najbardziej narażonych na uszkodzenia skóry, rozpraszając go na cały obszar styku ciała z materacem.

Niska waga: Łatwość w obsłudze i przenoszeniu.

Dostosowywanie: Trzy niezależnie pompowane sekcje, z których każdą można dopasować do określonych potrzeb użytkownika.

Bez zasilania: Nie wymaga zewnętrznego zasilania.

DOBRA OCHRONA ZA ROZSĄDNĄ CENĘ

Można stosować w przypadku odleżyn do II-go stopnia włącznie.

W przypadku pacjentów wysokiego ryzyka lub poważniejszych uszkodzeń skóry zaleca się wykorzystanie materaca ROHO® DRY FLOATATION®.

Materac

ROHO® Prodigy®

W zestawie:

System PRODIGY® (3 sekcje), pompka ręczna, instrukcja obsługi.

Materiał:

Poliwinył.

Wymiary:

Każda sekcja – 92 x 69 cm;
cały system – 92 x 207 cm.

Waga:

1 sekcja – 1,45 kg; całość – 4,3 kg.

Maksymalna waga użytkownika:

136 kg z całym systemem.

Gwarancja:

12 miesięcy.



ŁATWOŚĆ DOSTOSOWANIA * KOMFORT * NISKA WAGA