

ROHO®

Poduszka Hybrid Select

Wyjątkowe
pozycjonowanie
ze sprawdzoną
ochroną skóry

APCO
permobil



Zaawansowana poduszka hybrydowa z wyjątkowym pozycjonowaniem

Obszar podparcia miednicy w poduszce Hybrid Select dostosowuje się do indywidualnego kształtu, wagi użytkownika i zmian pozycji. Nakładka ROHO i wkładka IT wykorzystują system kontroli pamięci ISOFLO®, który pozwala za każdym razem łatwo odnaleźć i przyjąć odpowiednią pozycję.



3-strefowa kontrola pamięci ISOFLO:
regulowane pozycjonowanie

Zalety dobrego siedzenia

Testy mechaniczne



Ochrona skóry

Test zanurzeniowy (ISO 16840-2) pokazuje, jak głęboko ciało zanurza się w poduszce.
Test otaczania (ISO 16840-12) pokazuje sposób kołysania masy ciała przez poduszkę, za pomocą otaczania lub odciążania.
Test ścinania (czujnik siły ścinającej) pokazuje możliwość interakcji poduszki z ciałem przez zniekształcanie/odkształcanie tkanki.
„Obszar kontaktu” (odwzorowanie nacisku) mierzy nacisk powstający na styku powierzchni poduszki i ciała użytkownika.



Pozycjonowanie

Test odporności na poślizg (ISO 16840-2) mierzy siłę potrzebną, aby przesunąć się do przodu na poduszce w pozycji siedzącej.



Stabilizacja

Test przechyłu bocznego (ISO 16840-13) mierzy stabilność, jaką poduszka może zapewnić użytkownikowi podczas przechylania się na boki.



Unikalna konstrukcja
ogniw ROHO:
ochrona skóry
i odpowiednie zanurzenie




Zagłębienie na miednicę wykorzystuje opatentowaną technologię ROHO DRY FLOATATION® do rozłożenia obciążenia i zanurzenia na 3,2 cm.

Wyprofilowane zagłębienia na uda z pianki.

Unikalna stabilność boczna

Innowacyjna konstrukcja poduszki Hybrid Select wykorzystuje zdolność do pozycjonowania wyprofilowanej podstawy z pianki o wysokiej sprężystości (HR) i zagłębień na uda, aby zapewnić oparcie i stabilność boczną, a także odciążać kość ogonową.

Wycięcie w kształcie kości ogonowej:
zapewnia odciążenie kości ogonowej.



Sprawdzona ochrona skóry

Dzięki poduszce Hybrid Select doświadczysz prawdziwie funkcjonalnej stabilności połączonej z doskonałą ochroną skóry. Wyprofilowany kształt Hybrid Select pozwala na zanurzenie miednicy w poduszkę, która dopasowuje się do Ciebie, porusza się z Tobą i chroni Twoją skórę.



Opcjonalne odciążenie to standard

Poduszka Hybrid Select zapewnia elastyczność i odciążenie, jakich nie zapewniają inne poduszki odciążające. Dzięki temu za każdym razem łatwo jest przyjąć właściwą pozycję. Hybrid Select oferuje wyjątkową możliwość opcjonalnego odciążenia poprzez usunięcie wkładki powietrznej na poziomie guzów kulszowych (IT).

Wyjmowana wkładka powietrzna IT:
opcjonalne odciążenie





Poduszka Hybrid Select
zapewnia mi potrzebne
pozycjonowanie
oraz czyni przesiadanie
się łatwiejszym.

Eric, użytkownik Permobil



Specyfikacja

Rodzaj pokrowca	Stretch-Air®
Waga produktu	1,45 kg*
Ograniczenie wagowe	227 kg
Gwarancja na poduszkę	36 miesięcy
Gwarancja na pokrowiec	6 miesięcy

* Waga podana dla rozmiaru 40,5 cm x 40,5 cm. Waga poduszki różni się w zależności od jej rozmiaru.

Rozmiary poduszek

35,5 cm x 37,5 cm	40,5 cm x 42,5 cm	43,0 cm x 47,5 cm	51,0 cm x 42,5 cm
35,5 cm x 42,5 cm	40,5 cm x 45,0 cm	43,0 cm x 52,5 cm	51,0 cm x 45,0 cm
38,0 cm x 40,0 cm	40,5 cm x 47,5 cm	45,5 cm x 42,5 cm	51,0 cm x 47,5 cm
38,0 cm x 42,5 cm	40,5 cm x 52,5 cm	45,5 cm x 45,0 cm	51,0 cm x 52,5 cm
38,0 cm x 45,0 cm	43,0 cm x 42,5 cm	45,5 cm x 47,5 cm	
40,5 cm x 40,0 cm	43,0 cm x 45,0 cm	45,5 cm x 52,5 cm	

Następujące oznaczenia są zarejestrowanymi znakami towarowymi marki Permobil: ROHO®, ISOFLO®, Stretch-Air® and DRY FLOATATION®.