

# Materac

## ROHO® Dry Floatation®



MATERAC DO NAJTRUDNIEJSZYCH ZADAŃ

### Zastosowanie:

- dla osób z odleżynami dowolnego stopnia (do IV włącznie), po przeszczepach skóry lub po wcześniej przebytej resekcji tkanki skórnej
- dla osób całkowicie lub częściowo unieruchomionych
- dla osób o dużym zagrożeniu odleżynami
- dla osób zagrożonych innymi urazami skóry

### Właściwości i korzyści:

Materac ROHO® DRY FLOTATION® jest jednym z najskuteczniejszych dostępnych na świecie systemów przeciwoleżynowych. Zapewnia profilaktykę i ułatwia leczenie uszkodzeń skórnych o różnej etiologii. Technologia DRY FLOTATION® pozwala na idealne dopasowanie powierzchni materaca do kształtu ciała użytkownika. Niweluje punkty zwiększonego nacisku, rozkładając ciężar ciała równomiernie na całej powierzchni styku z materacem. Każda z sekcji materaca może być używana i ustawiana osobno. Dzięki temu możliwe jest stosowanie materaca ROHO® DRY FLOTATION® u pacjentów szczególnie narażonych na zmiany skórne czy też ból. Czyni to z niego produkt niezwykle wszechstronny i uniwersalny. Jednocześnie jest bardzo łatwy w transporcie. Otwory w podstawie materaca umożliwiają odpływ płynów oraz wentylację, zapewniając optymalne dla ciała warunki mikroklimatyczne.

### BEZ PRĄDU

W odróżnieniu od większości dostępnych na rynku systemów przeciwoleżynowych, materac ROHO® DRY FLOTATION® nie wymaga zasilania zewnętrznego. System ROHO® DRY FLOTATION® działa bez problemu w sytuacjach, w których zasilanie elektryczne nie jest dostępne lub podczas przerw w dostawie prądu. Brak dźwięku generowanego przez ciągle działający kompresor stwarza spokojne warunki do rekonwalescencji. Wszystko to czyni z materaca ROHO® DRY FLOTATION® niezawodny, ekonomiczny, cichy i komfortowy dla użytkownika produkt.

# Materac

## ROHO® Dry Floatation®

### W zestawie:

Materac przeciwoleżynowy ROHO® Dry Floatation® (4 sekcje), pompka ręczna, zestaw naprawczy, instrukcja obsługi.

### Materiał:

Neopren.

### Wymiary:

1 sekcja – 48 x 85 x 7,6 cm;  
4 sekcje – 188 x 85 x 7,6 cm.

### Maksymalna waga użytkownika:

Bez ograniczeń.

